

Технологические возможности аппликаторов компании CUTERA®

	Pearl Fractional YSGG 2790nm	Pearl YSGG 2790nm	Titan 1100 - 1800nm	Laser Genesis 1064nm	CoolGlide Excel 1064nm	CoolGlide CV 1064nm	Limelight 520 - 1100nm	AcuTip 500 - 635nm	ProWave 770 - 1100nm
Дисхромия		◆		●	●		●		
Диффузная краснота				●			●		
Телеангиэктазия					●		●	●	
Вены на ногах					●				
Текстура	◆	◆		●			●		
Уменьшение размера пор		◆		●					
Дряблость кожи			●						
Мелкие морщины	◆	◆		●					
Глубокие морщины	◆								
Удаление волос						●			●

◆ Аблятивные процедуры

● Неаблятивные процедуры